



Presbyopické brýle určené pro krátkodobé použití.

Upozornění:

Čtecí brýle nelze používat pro vidění na dálku. Čtecí brýle neslouží jako ochrana očí. Čočky čtecích brýlí jsou o stejné dioptrické síle jak pro pravé, tak i levé oko. Jsou tedy vhodné pro použití u člověka se stejnou dioptrickou vadou obou očí. Dlouhodobé užívání může způsobit bolest hlavy. Nepoužívejte při řízení motorových vozidel. Při čištění skel používejte hadřík z mikrovlákna. Uchovávejte v pouzdře, zabráníte poškrábání skel. Nepoužívejte poškozené brýle. Před použitím se poraďte se svým lékařem.

E-mail: info@glassa.cz



Presbyopic glasses designed for short-term use.

Notice:

These glasses can not be used for distance vision. Not used as eye protection. The lenses of the reading glasses have the same dioptric power for both the right and left eye. They are therefore suitable for use in humans with the same refractive defect of both eyes. Long-term use can cause headaches. Do not use while driving. When cleaning glass, use a microfiber cloth. Keep in a case to prevent scratching the glass. Do not use damaged glasses. Before use, check with your doctor.

E-mail: info@glassa.com

Brýle na počítač
Okuliare na počítač
Computer glasses
Computerbrille
Számítógépes szemüveg



**GG
GLASSA**



Presbyopické okuliare určené na krátkodobé použitie.

Upozornenie:

Čítacie okuliare nie je možné používať pre videnie na diaľku. Čítacie okuliare neslúži ako ochrana očí. Šošovky čítacích okuliarov sú o rovnakej dioptrickej sile ako pre pravé, tak aj ľavé oko. Sú teda vhodné pre použitie u človeka s rovnakou dioptrickou chybou oboch očí. Dlhodobé užívanie môže spôsobiť bolesť hlavy. Nepoužívajte pri riadení motorových vozidiel. Pri čistení skiel používajte handričku z mikrovlákna. Uchovávajte v puzdre, zabránite poškriabaniu skiel. Nepoužívajte poškodené okuliare. Pred použitím sa poraďte so svojím lekárom.

E-mail: info@glassa.sk



Presbyopic szemüveg, amelyet rövid távú használatra terveztek.

Értesítés:

Az olvasószemüveg nem használható távollátásra. Az olvasószemüveg nem szolgál szemvédelemként. Az olvasószemüveg lencségei a jobb és a bal szem dioptriás erejével azonosak. Tehát olyan emberek tudják használni, akiknek mindkét szemükre egyforma dioptria szükséges. A hosszantartó használat fejfájást idézhet elő. Gépjármű vezetéséhez kérjük ne használja! A szemüveg tisztításakor mikroszálas törlőkendőt használjon. Használat előtt kérdezze meg az orvosát.

E-mail: info@glassa.eu



Presbyopie-Brille für den kurzfristigen Gebrauch.

Notiz:

Diese Lesebrille können nicht für die Fernsicht verwendet werden. Diese Lesebrille Nicht als Augenschutz verwenden. Die Gläser der Lesebrille haben für das rechte und das linke Auge die gleiche dioptrische Stärke..Sie eignen sich daher für den Einsatz bei Menschen mit dem gleichen Dioptrien Defekt beider Augen. Langfristige Nutzung kann Kopfschmerzen verursachen. Verwenden Sie nicht während der Fahrt. Um die Linsen zu reinigen, verwenden Sie ein Mikrofasertuch. Speichern Sie in einem Brillenetui, Um Kratzer zu vermeiden das Glas . Verwenden Sie keine beschädigten Lesebrillen. Vor der Anwendung mit Ihrem Arzt beraten.

E-mail: info@glassa.de



Brýle na počítač



GLASSA s.r.o.
Jana Kříže 846/21,
Most 434 01
Česká republika



Více na...
More on ...
Viac na ...
Többet ...
Mehr zu ...

