









GG
GLASSA
POLARIZED

glassa.cz









These glasses protect the eyes from UV radiation. They meet the requirements of EN ISO 12312-1:2013 / A1:2015 and comply with the relevant requirements of Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council. Declaration of conformity for these glasses: www.glassa.cz/pro-zakazniky
The sunglasses or protection classes are not suitable for looking directly into the sun or artificial UV rays (e.g. solariums). Do not use defective frames or lenses. Do not use as eye protection or eye guard against mechanical danger. Lens cleaning: Use only water or, if required, a mild detergent. Dry with a clean, soft cloth to avoid scratching. Always use the hard box to transport your glasses. This packing and its contents is not a toy. Not suitable for children under 3 years due to risk of suffocation. Manufacturer: Glassa s.r.o., J. Kříže 846, 434 01 Most Czech Republic Importer: Glassa s.r.o., J. Kříže 846, 434 01 Most, Czech Republic

CE Category **3**
UV 400

Filter Cat.	Description	Usage	Symbol
0	Light tint sunglasses	Very limited reduction of sunglare	
1	Light tint sunglasses	Limited protection against sunglare	
2	General purpose sunglasses	Good protection against sunglare	
3	General purpose sunglasses	High protection against sunglare	
4	Very dark special purpose sunglasses, very high sunglare reduction	Very high protection against extreme sun glare: at sea, on high mountains, in desert. Not suitable for diving and road use	  


Tyto brýle chrání zrak před UV zářením. Splňují požadavky normy EN ISO 12312-1:2013 /A1:2015 a jsou ve shodě s příslušnými požadavky nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425. Prohlášení o shodě k těmto brýlím: www.glassa.cz/pro-zakazniky
Sluneční brýle resp. jejich ochranné třídy nejsou vhodné pro přímý pohled do slunce. Nikdy se nedívejte přímo do slunce. Neslouží jako ochrana očí proti umělým zdrojům světla (např. v soláriích) a při pozorování zatmění slunce a jako ochrana očí proti mechanickým rizikům (nárazy apod). Při čištění skel použijte hadřík z mikrovlákna. Nepoužívejte brýle, jsou-li čočky poškrábané. Kategorie filtru je uvedena na brýlích nebo vísačce. Doporučujeme přepravovat v pevném pouzdrfu. Toto balení a jeho obsah není hračka. Není vhodné pro děti do 3 let z důvodu rizika zadušení. Výrobce: Glassa s.r.o., J. Kříže 846, 434 01 Most, Česká Republika Dovozce: Glassa s.r.o., J. Kříže 846, 434 01 Most, Česká republika

CE Kategorie **3**
UV 400

Kategorie	Popis	Použití	Symbol
0	Bezbarvý filtr	Při velmi slabém slunečním záření	
1	Světlý filtr	Při slabším slunečním záření	
2	Středně tmavý filtr	Vhodné při středně silném slunečním záření a při běžném nošení	
3	Tmavý filtr	Vhodný při silně intenzivním slunečním záření	
4	Velmi tmavý filtr	Vhodný při velmi intenzivním slunečním záření. Na horách, u moře, v poušti. Nevhodné pro řízení a při silničním provozu	  




Tieto okuliare chránia zrak pred UV žiarením. Splňajú požiadavky normy EN ISO 12312-1/A1:2016 a sú v zhode s príslušnými požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425. Vyhlásenie o zhodne tiehto okuliarov: www.glassa.cz/pro-zakazniky
Slnečné okuliare alebo ich ochranné triedy nie sú vhodné k priamemu pohľadu do slnka. Nikdy sa nepozerajte priamo do slnka. Neslúži ako ochrana očí proti umelým zdrojom svetla (soláriá) a pri pozorovaní zatmenia slnka a ako ochrana očí proti mechanickým rizikám (nárazy apod) Pri čistení skiel používajte handričku z mikrovlákna. Nepoužívajte okuliare, ak sú šošovky poškrábané. Kategória filtru je uvedená na okuliaroch alebo vísačke. Vždy používajte pevný box na prepravu svojich okuliarov. Toto balenie a jeho obsah nie je hračka Nie je vhodné pre deti do 3 rokov z dôvodu rizika zadusenía. Výrobca: Glassa s.r.o., J. Kříže 846, 434 01 Most, Česká Republika Dovozca: Glassa s.r.o., J. Kříže 846, 434 01 Most, Česká Republika

CE Kategorie **3**
UV 400

Kategória	Popis	Použitie	Symbol
0	Bezfarebný filter	Pri vel'mi slabom slnečnom žiarení	
1	Svetlý filter	Pri slabšom slnečnom žiarení	
2	Stredne tmavý filter	Vhodný do stredne silného slnečného žiarenia a pri bežnom nošení	
3	Tmavý filter	Vhodný pre silne intenzívne slnečné žiarenie	
4	Vel'mi tmavý filter	Vhodný pre vel'mi intenzívne slnečné žiarenie. Na horách, pri mori, v poušti. Nevhodné pre riadenie a pre cestnú premávku	  


Diese Brille schützt die Augen vor UV-Strahlung. Sie erfüllen die Anforderungen der EN ISO 12312-1:2013 / A1:2015 und entsprechen den einschlägigen Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 des Europäischen Parlaments und des Rates. Konformitätserklärung für diese Brille: www.glassa.cz/pro-zakazniky
Sonnenbrille oder Schutzklassen sind nicht direkt in die Sonne schauen oder künstlichen UV-Strahlen (z. B. Solarium) geeignet. Verwenden Sie keine defekten Frames oder Linsen. Nicht als Augenschutz gegen mechanische Risiken dienen (Auswirkungen). Diese Präsentation und deren Inhalt sind kein Spielzeug. Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren, wegen der Gefahr des Ersticken. Linsenreinigung: nur Wasser oder, falls erforderlich, mit einem milden Reinigungsmittel. Trocknen Sie sie mit einem sauberen, weichen Tuch ab, um Kratzer zu vermeiden. Verwenden Sie immer die harte Box auf Ihre Brille zu transportieren. Hersteller: Glassa s.r.o., J. Kříže 846, 434 01 Most, Tschechische Republik Importeur: Glassa s.r.o., J. Kříže 846, 434 01 Most, Tschechische Republik

CE Kategorie **3**
UV 400

Kategorie	Beschreibung	Verwendung	Symbol
0	Farbloser Filter	Bei sehr geringer Sonneneinstrahlung	
1	Heller Filter	Bei leichter Sonneneinstrahlung	
2	Mittlerer dunkler Filter	Geeignet für mäßiges Sonnenlicht und normales Tragen	
3	Dunkler Filter	Geeignet für intensives Sonnenlicht	
4	Sehr dunkler Filter	Geeignet für sehr intensive Sonneneinstrahlung. In den Bergen, am Meer, in der Wüste. Ungeeignet für Fahr- und Straßenverkehr	  



Okuliare na diaľku určené na krátkodobé použitie.

Upozornenie:

Okuliare na diaľku nie sú určené na čítanie. Okuliare na diaľku neslúžia ako ochrana očí. Šošovky okuliarov na diaľku sú o rovnakej dioptrickej sile ako pre pravé, tak aj ľavé oko. Sú teda vhodné pre použitie u človeka s rovnakou dioptrickou chybou oboch očí. Dlhodobé užívanie môže spôsobiť bolesť hlavy. Pri čistení skiel používajte handričku z mikrovlákna. Uchovávajte v puzdre, zabránite poškriabaniu skiel. Nepoužívajte poškodené okuliare. Pred použitím sa poraďte so svojím lekárom.

E-mail: info@glassa.sk



Rövid távú használatra tervezett távirányítós szemüveg.

Értesítés:

A távirányítós szemüveg nem olvasásra szolgál. A távoli szemüveg nem szolgál szemvédelemként. A szemüveglencsék dioptriás ereje azonos a jobb és a bal szem számára. Tehát olyan emberek tudják használni, akiknek mindkét szemükre egyforma dioptria szükséges. A hosszantartó használat fejfájást idézhet elő. Aszemüveg tisztításakor mikroszálas törülkövendőt használjon. Használat előtt kérdezze meg az orvosát.

E-mail: info@glassa.eu



Brillen für die Fernsicht für den kurzfristigen Gebrauch.

Notiz:

Diese Brillen für die Fernsicht können nicht zum Lesen gedacht. Diese Brillen für die Fernsicht Nicht als Augenschutz verwenden. Die Gläser Brillen für die Fernsicht haben für das rechte und das linke Auge die gleiche dioptrische Stärke. Sie eignen sich daher für den Einsatz bei Menschen mit dem gleichen Dioptrien Defekt beider Augen. Langfristige Nutzung kann Kopfschmerzen verursachen. Um die Linsen zu reinigen, verwenden Sie ein Mikrofasertuch. Speichern Sie in einem Brillenetui, Um Kratzer zu vermeiden das Glas. Verwenden Sie keine beschädigten Lesebrillen. Vor der Anwendung mit Ihrem Arzt beraten.

E-mail: info@glassa.eu



Brýle na dálku GLASSA



GLASSA s.r.o.
Jana Kříže 846/21,
Most 434 01
Česká republika



Více na...

[More on ...](#)

[Viac na ...](#)

[Többet ...](#)

[Mehr zu ...](#)

